

【イーファス施術で使用する器具備品】

(9.1)

イーファスで利用する器具備品をご案内いたします。

①iPad ※Android 端末では一部機能が使用できませんので、iPad をご利用ください。

【推奨シリーズ】

イーファスのみの使用であれば、iPad（第5世代）や iPad Air 2 でも正常に利用することは可能ですが、他のアプリなどを使用する場合に、古いモデルから他のアプリが利用できなくなることもありますので、出来れば以下のシリーズ以降のものをご準備されることをお勧めいたします。

- iPad（第6世代）以降推奨
- iPad Air（第3世代）以降推奨

※いずれも中古可能です。

※モデルが新しいほど CPU が大きく処理速度が速くなります。

※容量につきまして、通常の施術に使うだけでしたら大きい容量はいりません。

※iPad Pro でも利用可能ですが、画質が上がり画像サイズが大きいため、姿勢画像をサーバーに保存する際に、少し時間がかかるようです。

なので、Pro 以外のモデルを推奨しています。

※通信費（インターネット）はご負担ください。

【撮影専用の iPad もしくは iPhone について】

イーファスの需要が増えてくると、撮影専用の iPad 又は iPhone があると便利です。
撮影端末には受付 ID でログインしていただければ、撮影から画像保存まですべて行えます。

※モデルが新しくなるほど撮影の距離が近くても撮影できます。

※モデルによって広角具合が微妙に異なるため画像サイズが変わりますので、
同じ患者様には、同じ端末で撮影するようにしてください。

②iPad スタンド

iPad で施術される場合は、キャスター付きの iPad スタンドがあると便利です。

サンワダイレクト「タブレットフロアスタンド直立タイプ キャスター付き」がお勧めです。
製品番号：100-MR171 で検索してください。

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-MR171?wand=link_banner_tablet-stand

※4.5～11 インチ対応

※ご使用の iPad のサイズをご確認ください。

※Amazon の方が安く購入できる場合があります。



100-MR171

③タブレットハンドル付きケース

(11 インチ iPad 第 8 世代対応)

品番：200-PDA050

<https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/200-PDA050?wand=0>



※必ず必要なものではありません。

④ アクチベータ

骨格施術で使用するのでご購入してください。
Amazon で [アクチベーター] で検索すると
2万円程度で販売しています。
写真と同じものがお勧めです。



⑤ ポータブルドロップ

ネットで「ポータブルドロップ」と検索すれば、数種の商品があります。
3万円台から7万円弱のものがあり、レバーが
片側タイプか両側タイプの違いです。
両側タイプ（右図）の方が使いやすいと思いますが、
片側タイプでも使えないことはありません。



⑥ 三角ブロック

骨格調整で使用いたします。
高田ベット社製 鋏型三角ブロック（大）
製品番号：TB-1076-07 定価¥5,800（税別）
※底面がラバーのものより、鋏型の方がお勧めです。

- エンパシー <https://item.rakuten.co.jp/embassy/a001-2300-tb-1076-07/>

ご不明な点は CIM 事務局までお問い合わせください。 support@efas.jp